



GlucoMen[®] areo 2K

Guide rapide



REMARQUE! Ceci est un petit guide rapide. Informations détaillées vous trouverez dans le manuel d'instructions fourni avec le lecteur.

Voici comment mesurer votre glycémie/cétone.

L'heure et la date sont prédéfinies, mais assurez-vous qu'elles sont correctes la première fois que vous utilisez le lecteur.

1. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon.
2. Sortez un tube de glucose ou de β -cétone du pot et placez-le immédiatement sur le couvercle.
3. Insérez l'extrémité de la bandelette de test qui a une surface de contact métallique, dans l'ouverture du compteur.
4. Le lecteur affiche une goutte de sang clignotante et "Glu" ou "Ket" dans le coin inférieur gauche et est maintenant prêt pour la mesure.
5. Restez avec l'échantillonneur.
6. Placez la goutte de sang contre l'extrémité courte du bâton, qui aspire la bonne quantité de sang. Un bip retentit et un compte à rebours démarre à l'écran.
7. Lisez les résultats des tests. Un bip retentit lorsque le résultat s'affiche à l'écran. (après 5 secondes pour la glycémie et 8 secondes pour les bâtonnets de bêta-cétone)
8. Appuyez sur le bouton d'éjection pour retirer le bâtonnet-test utilisé. Le lecteur s'éteint automatiquement.

3.



Ouverture de la bandelette de test

Surface de contact

6.



Voici comment sélectionner une statistique.

1. Lorsque le résultat de votre test s'affiche, appuyez sur ⏻ jusqu'à ce que les symboles de surbrillance commencent à clignoter. Utilisez les boutons fléchés (\blacktriangle / \blacktriangledown) pour sélectionner la sélection souhaitée (Ⓜ (avant les repas), Ⓝ (après les repas), Ⓢ (exercice) ou \checkmark (général)).
2. Appuyez sur la touche ⏻ pour confirmer la sélection. Vous pouvez sélectionner plusieurs sélections (mais une seule lors de la sélection de Ⓜ ou Ⓝ) en répétant les étapes 1 et 2.

Pour régler l'heure et la date.

1. Assurez-vous que le lecteur est éteint. (Sinon, appuyez sur ⏻ pendant 3 secondes)
2. Appuyez sur ⏻ pendant 4 secondes pour accéder au menu de configuration.
3. Appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown pour faire défiler les menus de configuration et appuyez sur ⏻ pour accéder aux différents menus.
4. Utilisez \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner la valeur. Appuyez sur ⏻ pour confirmer et passez à l'étape suivante: année, mois, jour, format de l'heure, heure, minutes..
5. Après avoir confirmé les minutes (en appuyant sur ⏻), vous revenez au menu des paramètres.

Comment gérer les résultats de mesure en mémoire.

Votre lecteur enregistre jusqu'à 730 valeurs de glycémie et 100 valeurs de β -cétone avec date, heure et marquages.

1. Assurez-vous que le lecteur est éteint. (Sinon, appuyez sur ⏻ pendant 3 secondes).
2. Appuyez sur ⏻ pendant 2 secondes pour démarrer ("mem" apparaît à l'écran et "GLU" clignote).
3. Appuyez sur ⏻ pour afficher les valeurs de glycémie enregistrées ou faites défiler \blacktriangle et \blacktriangledown pour passer aux valeurs de cétone β enregistrées. Lorsque "KET" clignote à l'écran, confirmez avec ⏻ .
4. Appuyez sur ⏻ pendant plus de 3 secondes pour éteindre le lecteur.

Affichez les valeurs moyennes de glycémie pendant 1, 7, 14, 30, 60 ou 90 jours.

1. Appuyez sur ⏻ pendant 2 secondes pour allumer le lecteur. Appuyez à nouveau sur ⏻ («AVG» apparaît à l'écran). Le compteur affiche la moyenne du jour.
2. Continuez à appuyer sur ⏻ pour afficher la coupe pendant 1, 7, 14, 30, 60 ou 90 jours.
3. Appuyez sur ⏻ pendant plus de 3 secondes pour éteindre le lecteur.

GlucoMen[®]
areo 2K

Bouton pour On/Off/Enter

Ouverture de la bandelette de test



\blacktriangle \blacktriangledown
Boutons haut/bas


Transmission sans cordon via NFC (Near Field Communication)

Vos résultats de test enregistrés peuvent être transférés vers un appareil équipé NFC (par exemple un smartphone) avec une application compatible NFC installée (par exemple GlucoLog).

Pour la première fois, vous devez activer la fonction NFC de votre compteur (vous le trouverez dans les menus de configuration) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ON ou OFF. Appuyez sur ⏻ pour confirmer et quitter.

1. Activez le transfert NFC dans l'application sur votre smartphone.
2. Placez votre lecteur dos à dos avec votre smartphone (<1 cm).
3. Le compteur démarre automatiquement et les données sont transmises (N) clignote à l'écran.
4. Une fois le transfert de données terminé, «End» apparaît à l'écran avec le symbole (N) et un bip retentit.
5. Appuyez sur ⏻ pendant 3 secondes pour éteindre le lecteur.

Comment remplacer la batterie du GlucoMen® Areo 2K.

Le compteur est alimenté par deux piles CR2032 3V. Lorsque le symbole de batterie faible  s'allume, il est temps de changer. Vous n'avez pas besoin de régler la date et l'heure si vous insérez de nouvelles piles dans les 2 minutes après avoir retiré les anciennes. Voici comment:

1. Assurez-vous que le lecteur est éteint.
2. Retirez soigneusement le lecteur du sac.
3. Ouvrez le couvercle des piles à l'arrière du lecteur et retirez les piles.
4. Insérez les nouvelles piles dans le porte-piles avec le côté «+» vers le haut.
5. Fermez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers l'arrière (ne poussez pas).

GlucoMen®
areo 2K

Bouton Eject Antenne (NFC)



Couvercle de la batterie


Couverture de transfert de données

Franska




Comment utiliser l'échantillonneur GlucoJect Dual PLUS®


1. Lavez-vous les mains ou point d'échantillonnage alternatif. Dévissez l'embout de l'échantillonneur en le tournant dans le sens antihoraire.



2. Insérez un nouveau lancette stérile dans le porte-lance et poussez-la à fond.




3. Réglez la profondeur de la lancette en tournant la pointe. 1-2 pour les peaux douces ou minces, 3 pour les peaux normales, 4-5 pour les peaux épaisses ou durcies.




ATTENTION! N'utilisez JAMAIS l'échantillonneur sur plus d'une personne. Prenez une nouvelle lancette pour chaque prélèvement et ne laissez pas la lancette usagée dans l'échantillonneur.

4. Tirez le manchon coulissant pour charger l'échantillonneur. Tenez l'échantillonneur contre votre doigt et appuyez sur le déclencheur.




5. Poussez l'éjecteur de lancette vers l'avant avec votre pouce tout en tirant sur le manchon coulissant pour le jeter et utilisez la lancette.



Point d'échantillonnage alternatif

Placez l'échantillonneur sur la peau au point d'échantillonnage alternatif. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes, puis appuyez sur le déclencheur pour prélever un échantillon de sang.



Codes d'erreur et messages

- ER 1** Matériel de défaillance du système. Retirez et réinsérez les piles et répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive. Si le code d'erreur persiste, contactez le service client.
- ER 2** La bandelette de test est endommagée ou utilisée, ou le test sanguin a été appliqué avant que le symbole de la goutte de sang ne commence à clignoter sur l'écran. Répétez le test avec une nouvelle bandelette.
- ER 3** La bandelette réactive a reçu trop peu de sang. Testez-vous à nouveau avec une nouvelle bandelette réactive et la bonne quantité de sang.
- ER 4** La bandelette de test a été retirée ou perturbée pendant le compte à rebours. Répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive.
- ER 5** NFC a été déconnecté pendant le transfert. Répétez la transmission NFC. Si le problème persiste, contactez le service client.
- HI** Votre glycémie mesurée est supérieure à 33,3 mmol/L!
- LO** Votre glycémie mesurée est inférieure à 1,1 mmol/L!
- HI** (Clignotant) Votre valeur de β -cétone mesurée est supérieure à 8 mmol/L!
- LO** (Clignotant) Aucune action n'est requise. Votre valeur de β -cétone mesurée est inférieure à 0,1 mmol / L, ce qui est normal.

ATTENTION! Si HI ou LO apparaît, consultez votre fournisseur de soins de santé avant de modifier votre traitement. Si HI ou LO s'affiche à plusieurs reprises, même si vos valeurs de glycémie ne sont pas élevées ou basses, contactez le service client.

Service clients: 040-32 12 70 info@menarinidiagnostics.se

GlucoMen®
areo 2K



www.areo.nu
shop.menarinidiagnostics.se

2017-10 GlucoMen Areo 2K Quick guide A4 - FR