

● NFC

NFC (Near Field Communication) er et innovativt datatransmissionssystem, der gør det muligt at overføre blodsukkerresultaterne fra din **GlucoseMen® areo** til en smartphone og tablet **simpelthen... ved at placere dem tæt på hinanden!**

● A. MENARINI DIAGNOSTICS APP

Downloadningen af din blodsukkerdata på din smartphone og tablet med **NFC**-systemet er **hurtigt og nemt!**

Når du har installeret den dedikerede A. Menarini Diagnostics app vil du være i stand til at:



Straks se grafer og statistikker på din blodsukkerdata med **GlucoseLog® Lite** app og sende dem via e-mail til din læge eller en person du har tillid til.



Sende og dele dine resultater i realtid via sms med **GlucoseLog® Mobile** app.

Indledende forberedelse

Trin 1

DOWNLOAD



- Hent og installer på din mobil (smartphone og/eller tablet) A. Menarini Diagnostics apps (**Glucolog® Lite** og/eller **Glucolog® Mobile**), som er tilgængelige i Android, Blackberry og Windows 8.

Trin 2



- Aktiver **NFC**-funktionen på din **Glucomen® areo** måler ved at følge disse enkle trin:
 1) Tryk **⏻** i 4 sekunder for, at komme ind i opsætningsmenuen.
 2) Tryk på **▲** eller **▼** for at rulle indstillingsmenuerne igennem. Når du når **N** den ønskede menu, tryk **⏻** på for at komme ind.
 3) Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge ON, og tryk **⏻** derefter på bekræft og afslut.

Download data



- Bring **Glucomen® areo** NFC antennen tæt (<1 cm) til **NFC**-enhedens antenne: dataoverføringen vil finde sted automatisk, og når den er færdig vil måleren vise "Slut".